


BODY POSTURAL SYSTEM MANUAL 2.0

Medical Technology



Medical Technology s.r.l.

Via Gargano 34, 000141 Roma
P.Iva 17458581000

www.medicaltechnologysrl.com

COMPUTER REQUISITI MINIMI CONSIGLIATI	
PROCESSORE	INTEL CORE I5
RAM	8GB
HARD DISK	1TB
SCHEDA VIDEO	DEDICATA NVIDIA
RISOLUZIONE VIDEO	1920 X 1080
SISTEMA OPERATIVO	WINDOWS 10/11 PRO 64Bit
SCHEDA TECNICA	
Stativo	Treppiedi
Alimentazione	5 Vcc (USB)
Assorbimento (mA)	15
Risoluzione	1920 x 1080
Materiale	Plastica Alluminio
Materiale	Alluminio
Tipo di interfaccia	USB 2.0
Altezza minima mm	630
Altezza massima mm	930
Larghezza base mm	300
Profondità base mm	300
Calibrazione	Via software
Temperatura di lavoro	0°C – 55°C
Certificazione del prodotto	CE